

盆底蓝牙模块硬件对接

常用指令

指令	描述
channelAend	刺激通道 A 关闭
channelBend	刺激通道 B 关闭
allend	肌电刺激停止
allstart	肌电刺激开始
gasbagend	压力训练结束

大连盆底刺激指令

```
ciJiListA: [
  { label: "刺激模版1", value: "channelA0start" },
  { label: "刺激模版2", value: "channelA1start" },
  { label: "刺激模版3", value: "channelA2start" },
  { label: "刺激模版4", value: "channelA3start" },
  { label: "刺激模版5", value: "channelA4start" },
  { label: "刺激模版6", value: "channelA5start" },
  { label: "刺激模版7", value: "channelA6start" },
  { label: "刺激模版8", value: "channelA7start" },
  { label: "刺激模版9", value: "channelA8start" },
  { label: "刺激模版10", value: "channelA9start" },
  { label: "刺激模版11", value: "channelA10start" },
],
ciJiListB: [
  { label: "刺激模版1", value: "channelB0start" },
  { label: "刺激模版2", value: "channelB1start" },
  { label: "刺激模版3", value: "channelB2start" },
  { label: "刺激模版4", value: "channelB3start" },
  { label: "刺激模版5", value: "channelB4start" },
  { label: "刺激模版6", value: "channelB5start" },
  { label: "刺激模版7", value: "channelB6start" },
  { label: "刺激模版8", value: "channelB7start" },
  { label: "刺激模版9", value: "channelB8start" },
  { label: "刺激模版10", value: "channelB9start" },
  { label: "刺激模版11", value: "channelB10start" },
],
yaliTypeList: [
  { label: "压力模式1", value: "gasbagstart1" },
  { label: "压力模式2", value: "gasbagstart2" },
  { label: "压力模式3", value: "gasbagstart3" },
  { label: "压力模式4", value: "gasbagstart4" },
],
// ciiiFormA: {
```